

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WIRÓWKI ORTOARLESA

Wirnik kątowy RT246 na 8 probówek x 15 ml

Materiał : wykonany z najwyższej jakości materiału : anodowane aluminium(autoklawowalny)

- Max. pojemność rotora : 8x15 ml
- Max. RPM : 8000 obr/min
- Max. RCF : 6511 xg
- Promień :91 mm
- Czas hamowania : 15 sekund
- Kąt 30°



Standardowo do wirowania probówek o poj. 15 ml i wymiarach : 16x100 mm z możliwością stosowania wkładek redukcyjnych na probówce:

- 15 ml falcon (17x122 mm)
- 10 ml systemowe (16x107 mm)
- 10 ml (13x100 mm)
- 7/10 ml (13x75 mm)
- 5 ml (13x82 mm)

*podane wymiary dotyczą probówek nie wkładek !!

Tabela adapterów i probówek :

Poj. probówek	15 ml	15 ml falcon	10 ml na krew	10 ml	7/10 ml krew	5 ml	5 ml krew
Wymiary probówek (mm)	16x100 mm	17x122	16x107	13x100	13x107	13x75	13x82
Ilość wirowanych (szt)	8	8	8	8	8	8	8
Adaptory/opcja	-----	RE459	RE371	RE371	RE371	RE377	RE377

